

Oznámení

Oddělení klinické biochemie IKEM, Praha nově zavedlo do praxe **stanovování plazmatické koncentrace FGF23**. Vyšetření se provádí na analyzátoru Liaison XL firmy DiaSorin soupravami této firmy.

Požadavky na odběr a transport:

- odběr žilní krve do zkumavek s EDTA,
- po odběru je třeba co nejdříve oddělit plazmu od koagula (ve firemním návodu není blíže specifikován časový interval),
- skladovat získanou plazmu při teplotě 2–8 °C max. 8 hodin (tedy transport v chlazeném boxu). Nedoporučuje se skladovat při pokojové teplotě.

Před analýzou se vzorky uchovávají při teplotě –20 °C a nižší.

Vzorek plazmy je třeba dodat na Oddělení klinické biochemie (prim. MUDr. Janka, MUDr. Franeková, Ph.D.), Pracoviště laboratorních metod, IKEM, budova G, 4. patro, (výtah č. 15). Kontaktní osoba – Mgr. Jiří Vymětalík.

Vyšetření bude provedeno po nashromáždění vhodného počtu vzorků, interval zatím nelze odhadnout.